

集成的二次谐波发生器

515 nm 输出

自动谐波选择

集成一体化

工业级设计



带集成式谐波发生器的
FLINT - FL2

规格参数

型号	FL1	FL2-SP	FL2			
可选谐波	参考HIRO		2H ¹⁾			
泵浦重复频率			10 MHz	40 MHz	80 MHz	
最大泵浦功率			5 W	20 W		
中心波长			515 ± 10 nm			
转换效率 ²⁾			> 30%			
偏振			线偏振, 水平方向			

¹⁾ 如需外接产生2H、3H和4H, 请见适用于FLINT系列的HIRO。

²⁾ 特指最高功率下的转换效率。

